

サリバチェッカー 検査の流れ

手順 1 採取キットの中身の確認 (キット到着時)



採取および検査所への返送で使いますので、検査所への返送まで捨てないでください

※ 一部の方は上記の他、「利用規約」と「同意書」が同梱されている場合がございます

手順 2 前日の準備 (だ液採取前日)

① 採取前日の夜9時以降※1 は水以外の飲食、薬の服用はしないでください※2

※1 採取の12時間前を目安

※2 薬を服用中の方は事前に医師等にご相談ください

② 保冷ボックス (保冷剤入り) を冷凍庫に入れ、**3時間以上**おきます

※ 保冷ボックスの中には凍らないタイプの保冷剤が入っています

※ 保冷剤は保冷ボックスから取り出さずにご使用ください



手順 3 採取の準備 (だ液採取当日) **だ液は午前中に採取してください**

① 起床後

口腔内を清潔にするために、採取1時間前までに歯磨きを済ませてください

× 朝食 薬 × 入れ歯安定剤 × ガム、飴、トローチ

② 採取1時間前

※以下は、控えてください

× 激しい運動 × 喫煙 × うがい薬 × 出血をとまなうような口腔内の手入れ
(歯ブラシ、歯間ブラシ、つまようじなど)

③ 採取15分前

コップ半分 (100ml) 程度の水を飲んでください

※ 他の検査で水分を摂取できない場合は、軽く口をゆすぐ

※ 口紅、リップクリームはだ液採取前にふきとる

④ 同意書の記入

(同封されている方のみ)

利用規約をよく読み、記入例を参照しながら必須事項をボールペンでご記入ください

⑤ 採取容器のへ記名

採取容器セットの袋から採取容器を取り出し、氏名欄に採取される方のお名前を油性ペンでご記入ください (カタカナでの記名も可能です)



※ 1本は予備です (余った場合は破棄)

※ 申込者ごとに ID が割り振られています
同時に複数名が検査する場合は入れ違いにご注意ください

手順 4 だ液の採取 (だ液採取当日)

だ液を採取容器へ移し
容器をしめる

● 保冷ボックスを両手で持ち、口にたまっただ液をストローを通して採取容器へうつす

● できるだけ保冷剤が採取容器にくっつくようにする

● 採取容器にストローを刺す



手順 5 だ液の保存・集荷依頼 (だ液採取後)

① 冷凍
(12時間以上)

● 保冷ボックスのフタをして保冷ボックスごとだ液を凍らせる
※ 保冷ボックスには採取容器を1つだけ入れてください

② 集荷を依頼

● だ液が完全に凍ったことを確認し、ヤマト運輸へ**冷凍便**で集荷依頼

③ 発送準備

● 返送用ボックスの上部中央に冷凍シールを貼り、封シールで箱を閉じる

● 返送用伝票に必要事項を記載し、返送用ボックスに貼る

